



BIJOU

HILOS de PDO



 Calle 33 # 74E-80 Medellín-Antioquia, Colombia.

 Celular: +57 316 421 8333

 ventas@refimax.co

 www.refimax.co

HILOS DE POLIDIOXANONA PDO

- Estimulan la regeneración de las células y el aumento de síntesis del colágeno por un periodo de 6 a 8 meses, el tiempo que toma para que el hilo sea reabsorbido.
 - Activa la circulación, lo que aumenta la oxigenación del área, logrando un efecto de mayor brillo en la piel.
 - Aumenta la producción de colágeno alrededor de la zona tratada.
 - Aunque los efectos son perceptibles inmediatamente después del procedimiento.
 - Los resultados son progresivos, logrando un efecto lifting, mejorando la calidad y el aspecto de la piel.
- El resultado definitivo se obtiene cuando se forma el colágeno, entre 1 y 2 meses después de la aplicación del tratamiento.



Hilo monofilamento de Polidioxanona, un material sintético y reabsorbible, biodegradable y con resultados óptimos para procesos antienvjecimiento.

MONO LISOS

Es el hilo básico de PDO usado comúnmente para tensar la piel, estimula la síntesis generadora de colágeno.

Se recomienda para pacientes nuevos en este tipo de tratamientos y para combinarlos con otro tipo de hilos.



Aguja atilada

Presentación: Paquete con 20 hilos.

Referencia	Tipo Aguja	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	USP (grosor hilo)
M2638	Cortante	26G	38mm	50mm	5-0
M2650	Cortante	26G	50mm	75mm	5-0
M2660	Cortante	26G	60mm	90mm	5-0
M2690	Cortante	26G	90mm	150mm	5-0
M2938	Cortante	29G	38mm	50mm	6-0
M2950	Cortante	29G	50mm	75mm	6-0
M3025	Cortante	30G	25mm	30mm	7-0
M3038	Cortante	30G	38mm	50mm	7-0

MONO ORBICULAR CANULA

Hilo monofilamento de PDO estimula la síntesis generadora de colágeno. Diseñados especialmente para la zona alrededor de los ojos, con medidas cortas y cánula para no generar trauma en la zona.



Cánula Tipo W

Presentación: Paquete con 20 hilos.

Referencia	Tipo Aguja	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	USP (grosor hilo)
MB3025	Canula tipo B	30G	25mm	50mm	7-0

SCREW (Atornillados)

Hilo mono de PDO enrollado alrededor de la aguja como un tornillo. La forma de tornillo del hilo se mantiene perfectamente incluso después de penetrar la piel. Se obtienen excelentes resultados para rellenar arrugas y depresiones en el rostro.



Aguja afilada

Presentación: Paquete con 20 hilos.

Referencia	Tipo Aguja	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	USP (grosor hilo)
H2660	Cortante	26G	60mm	90mm	6-0
H2690	Cortante	26G	90mm	150mm	6-0
H2938	Cortante	29G	38mm	65mm	7-0
H2950	Cortante	29G	50mm	75mm	6-0

COG (Espiculados)

Bijou COG Easy 4-0: El hilo trae espículas que van en una misma dirección (ver foto). Este tipo de hilo debido a sus espículas, tiene una capacidad aumentada de fuerza de anclaje y tensión. Estas características ofrecen un efecto lifting destacado en rostro y cuerpo, el cual es inmediato y duradero. Otra ventaja es que las medidas exactas del COG, evita que el hilo se corte durante y después de la aplicación.



Aguja afilada

Presentación: Paquete con 4 hilos.

Referencia	Tipo Aguja	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	USP Grosor
C2338	Cortante	23G	38mm	50mm	4-0
C2360	Cortante	23G	60mm	90mm	4-0
C2390	Cortante	23G	90mm	150mm	4-0

COG CANNULA

Contiene una cánula tipo L, que minimiza el daño a la piel y a la vascularización, es por esto que previene el sangrado, hematomas e hinchazón después del procedimiento.

Las espículas van en bi-dirección o multidirección según referencia.



Cánula Tipo L

ESPÍCULAS BI-DIRECCIONALES



Referencia	Tipo Aguja	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	USP (grosor hilo)
L19C1015	Cánula Tipo L	19G	100mm	150mm	0
L21C3014	Cánula Tipo L	21G	90mm	140mm	2-0

Presentación: Paquete con 4 hilos.


ESPÍCULAS MULTIDIRECCIONALES



Referencia	Tipo Aguja	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	USP (grosor hilo)
L21D3014	Cánula Tipo L	21G	90mm	140mm	3-0

COG 360°

Las espículas en este hilo están ubicadas en los 360 grados del hilo. Lo que significa mayor firmeza en el anclaje, haciéndolo más resistente y duradero. El contacto con el músculo es mayor, por ende maximizando el efecto de lifting en la piel.



Cánula Tipo L Aguja roma

Presentación: Paquete con 4 hilos.

Referencia	Tipo Aguja	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	USP (grosor hilo)
M19T2019	Punta Roma	19G	100mm	195mm	0
M21T2018	Punta Roma	21G	90mm	180mm	2-0
M23T3015	Punta Roma	23G	60mm	150mm	3-0
M23T3018	Punta Roma	23G	90mm	180mm	3-0
L19T1019	Cánula Tipo L	19G	100mm	195mm	0
L21T2018	Cánula Tipo L	21G	90mm	180mm	2-0
L23T3018	Cánula Tipo L	23G	90mm	180mm	3-0



-  Mono
-  Mono orbicular
-  Screw
-  COG Easy
-  COG Cannula
-  CGO 360°

BIJOU
HILOS de PDO